

# フェザー® 耳鼻咽喉用替刃メス

鼓膜切開刀替刃／鼻用粘膜刀替刃／喉頭刀替刃／専用ハンドル




FEATHER®

# 高品質ステンレス材に 超精密刃付けが生み出した鋭利な刃先。


フェザー「耳鼻咽喉用替刃メス」は、替刃とハンドルがシステム化された製品です。  
独創性を持ったオリジナルな刃先形状は、従来のメスにはないシャープな切れ味と作業効率の向上を実現させました。

## フェザー® 鼓膜切開刀替刃



品名	品番	刃幅	刃厚	全長	入数	
フェザー鼓膜切開刀替刃	Sタイプ	K-12L	1.2mm	0.6mm	78mm	1箱(5コ入)
		K-12R	1.2mm	0.6mm	78mm	1箱(5コ入)
	Mタイプ	K-15L	1.5mm	0.6mm	83mm	1箱(5コ入)
		K-15R	1.5mm	0.6mm	83mm	1箱(5コ入)
	Lタイプ	K-18R	1.8mm	0.6mm	90mm	1箱(5コ入)

品名	品番	材質	全長	入数
専用ハンドル<フェザー-微細手術用替刃メスハンドル>	MF-100	チタン合金製	100mm	1本(ケース入)



### ガンマ線滅菌済

ガンマ線で滅菌処理を施していますので、開封してすぐにご使用になれます。

### 替刃用プラスチックケース


刃先を保護するプラスチックケースに格納され密封包装されています。



### 扱いやすい専用ハンドル

専用ハンドルはチタン合金製ですから、軽量で扱いやすく、耐久性に優れています。


## フェザー® 鼻用粘膜刀替刃



品名	品番	刃幅	刃厚	全長	入数
フェザー鼻用粘膜刀替刃	K-50S	2.8mm	0.6mm	45mm	1箱(5コ入)

品名	品番	材質	全長	入数
専用ハンドル<フェザー-微細手術用替刃メスハンドル>	MF-100	チタン合金製	100mm	1本(ケース入)
	MF-130	チタン合金製	130mm	1本(ケース入)
	MF-130S	チタン合金製	130mm	1本(ケース入)

## フェザー® 喉頭刀替刃



品名	品番	刃幅	刃厚	全長	入数
フェザー喉頭刀替刃	K-30	1.5mm	0.6mm	70mm	1箱(5コ入)

品名	品番	材質	入数
専用ハンドル<フェザー-微細手術用替刃メスハンドル>	MF-200BA	チタン合金製	1本(ケース入)