

新製品

眼科手術用マイクロメス


マイクロフェザー スリットナイフ〈06シリーズ〉

New

マイクロフェザースリットナイフ〈06シリーズ〉は、
フェザーが80年間刃物製造にて培った超精密刃付け技術と、
最新の特殊刃先加工を集結させた、これまでにない最高のスリットナイフです。
白内障手術における強角膜への穿刺切開時には、
抵抗感の低い安定した切味を発揮します。

突刺し抵抗値比較グラフ

当社にて豚眼を突刺した時の抵抗値比較です。
値が低いほど切味の良さを示しています。
(当社試験データによる)



プラスチックハンドル〈原寸大〉

1箱5本入



製造販売認証番号:219AABZX00178000/管理医療機器

セーフシールドタイプ〈原寸大〉

1箱5本入



製造販売認証番号:220AABZX00155000/管理医療機器

製品仕様

- ガンマ線滅菌済み
- 刃幅サイズ
1.4mm / 1.6mm / 1.8mm
2.2mm / 2.4mm / 2.75mm / 2.8mm
3.0mm / 3.2mm
- ベベルアップ
- シングルユース

詳細は裏面の一覧表をご覧ください

●本製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
●表示価格は税別です。



マイクロフェザースリットナイフ (06シリーズ) *New*

マイクロフェザープラスチックハンドル

製造販売認証番号: 219AABZX00178000/管理医療機器



品番	刃幅	販売単位	JANコードナンバー
P-0614BUC	1.4 mm	1箱(5本入)	4 902470 048611
P-0616BUC	1.6 mm		4 902470 048628
P-0618BUC	1.8 mm		4 902470 048635
P-0622BUC	2.2 mm		4 902470 048642
P-0624BUC	2.4 mm		4 902470 048659
P-06275BUC	2.75 mm		4 902470 048697
P-0628BUC	2.8 mm		4 902470 048666
P-0630BUC	3.0 mm		4 902470 048673
P-0632BUC	3.2 mm		4 902470 048680

ガンマ線滅菌済み。シングルユースです。

マイクロフェザーセーフシールドスカルペル

製造販売認証番号: 220AABZX00155000/管理医療機器



品番	刃幅	販売単位	JANコードナンバー
PSS-0614BUC	1.4 mm	1箱(5本入)	4 902470 146119
PSS-0616BUC	1.6 mm		4 902470 146126
PSS-0618BUC	1.8 mm		4 902470 146133
PSS-0622BUC	2.2 mm		4 902470 048703
PSS-0624BUC	2.4 mm		4 902470 048710
PSS-06275BUC	2.75 mm		4 902470 146140
PSS-0628BUC	2.8 mm		4 902470 048727
PSS-0630BUC	3.0 mm		4 902470 048734
PSS-0632BUC	3.2 mm		4 902470 048741

ガンマ線滅菌済み。シングルユースです。

●本製品は改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。



フェザー安全剃刀株式会社
—メディカル部—

〒103-0007 東京都中央区日本橋浜町1丁目2番2号
TEL. 03-3864-0917 FAX. 03-3862-8040
ホームページ <http://www.feather.co.jp/>



9001:メデカル以外
13485:メデカル



対象事業所: 製造部門

