

ご販売店各位

回収及び交換手続きのお願い

拝啓

日頃は弊社製品をご拡販賜り、誠に有難く厚く御礼申し上げます。

さて、弊社製品であるフェザーディスポーザブルスカルペルの不具合に関してお知らせ申しあげます。

当該製品において、不完全な滅菌バリアシステム（個包装のシール不良）の製品を出荷した可能性があることが判明したため、対象ロット製品について自主回収することを決定いたしました。

つきましては当該製品の回収に向け、何卒ご協力賜りますようお願い申し上げます。また、回収に関するご質問等がございましたら、大変お手数ではございますが弊社「メディカル商品部（03-3864-0917）」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。尚、回収した当該製品につきましては、直ちに交換品をご準備させていただきますので、何卒お早目のご対応を宜しくお願い申し上げます。

本件に関し、多大なるご迷惑とご不便をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます。今後は一層の安全性確保と品質管理に努める所存でございます。

敬具

2022年10月12日

フェザー安全剃刀株式会社
総括製造販売責任者
三石 智

ご愛用者様各位

ご使用の中止（回収）と交換手続きのお願い

拝啓

日頃は弊社製品をご愛顧ご愛用賜り、誠に有難く厚く御礼申し上げます。

さて、弊社製品であるフェザーディスクポータブルスカルペルの不具合に関してお知らせ申し上げます。

当該製品において、不完全な滅菌バリアシステム（個包装のシール不良）の製品を出荷した可能性があることが判明したため、対象ロット製品について自主回収することを決定いたしました。

つきましては、当該回収品のご使用をただちに中止していただくと共に、大変お手数ではございますが当該製品を納入された業者様、または弊社「メディカル商品部（03-3864-0917）」までご連絡くださいますようお願い申し上げます。尚、回収した当該製品につきましては、直ちに交換品をご準備させていただきますので、何卒お早目のご対応を宜しくお願い申し上げます。

本件に関し、多大なるご迷惑とご不便をおかけしますこと、心よりお詫び申し上げます。今後は一層の安全性確保と品質管理に努める所存でございます。

敬具

2022年10月12日

フェザー安全剃刀株式会社
総括製造販売責任者
三石 智

回収製品名：フェザーディスプレイザブルスカルペル No.11

回収対象ロット：22070621、22070657、22070704、22070741

ロットの確認方法：

【個包装のロット表示】



【販売単位箱のロット表示】



回収に関する問合せ先：フェザー安全剃刀株式会社 メディカル商品部

TEL 03-3864-0917

担当窓口：石井・座間

回収品返送先：〒501-3753

岐阜県美濃市松森600-1

フェザー安全剃刀株式会社 美濃工場

TEL 0575-33-1855

返送窓口：佐曾利

☆料金着払いにてご返送ください